



BAÑO DE EBULICIÓN SOMOGYI & NELSON

TE-065

Utilizado en laboratorios de ingenios de azúcar y alcohol para determinación de ART (azúcares reductores totales) por el método de Somogyi & Nelson.

Características Técnicas

TE-065

- Temperatura: De ebullición;
- Tiempo de calentamiento: 18 minutos;
- Precisión: $\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- Capacidad: 40 tubos de $\varnothing 15 \times 180 \text{ mm}$;
- Seguridad: Tela protectora alrededor de la cuba;
- Galería: En acero inoxidable 304 con alza;
- Cuba: En acero inoxidable 304;
- Dimensiones de la cuba: $\varnothing 200 \times 247 \text{ mm}$;
- Volumen: 6,5 litros;
- Dimensiones: $\varnothing 232 \times 320 \text{ mm}$;
- Peso: 6 KG;
- Potencia: 2500 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- Acompaña: 01 Galería transportadora sin tubos; 01 Gradilla protectora de resistencia de acero inoxidable 304; 02 Fusibles extra;
- Nota: Los tubos no están incluidos;

Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto, leve y de fácil transporte
- Totalmente en acero inoxidable 304, lo que garantiza mayor vida útil
- Posee calentamiento rápido, lo que proporciona agilidad al analista
- Presencia de una pantalla de protección que envolviendo toda la cuba, para evitar contacto con la superficie caliente, lo que proporciona seguridad
- Posee galería de transporte con manijas que proporcionan practicidad
- Resistencia blindada en acero inoxidable 304, lo que garantiza mayor vida útil
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.