



DOSADOR DE MEIO DE CULTURA

BIOTOOL-PETRISWISS-PS900

Dosador de meio de cultura em carrossel para 900 placas.

Características Técnicas

BIOTOOL-PETRISWISS-PS900

- Velocidade de operação: Dosa automaticamente pelo menos 800 placas por hora (15 ml por placa);
- Segurança: Lâmpada UV para esterilização das placas durante a dosagem;
- Display: Gráfico com luz de fundo para perfeito monitoramento;
- Altura ajustável: De 1 a 20 placas;
- Peso Líquido: 86Kg;
- Dimensões: 125x65x65cm;
- Peso c/ embalagem: 114Kg;
- Dimensões: Com embalagem: 125x72x90cm;
- Acessórios padrões: 01 Conjunto de tubos duplos (8x12mm) com conexões; 01 Lâmpada UV, 254,7NM ;

Benefícios e Vantagens

- Os Racks de placas (Petriracks) são removíveis
- As placas permanecem armazenadas na Petrirack, de forma segura e estável
- Operação rápida e confiável
- Comporta 900 placas de 90mm padrão
- Cada prateleira (Petriracks) comporta 20 placas e é facilmente movimentada com o auxílio de uma alça
- Ágar perfeito e suave devido ao design de bomba de duas cabeças
- Tempo de inatividade mínimo com os racks removíveis
- Fácil operação com tela sensível ao toque e colorida
- Carga e descarga de placas de forma segura e sem esforço. OBS: Os armários e a mesa não fazem parte do equipamento, não estão inclusos na cotação.