



SECADOR DE GLÚTEN

EKY-DRY GLUTEN DG 2020

Equipamento utilizado para a secagem do glúten úmido e a determinação do glúten seco. A análise laboratorial de glúten seco determina a qualidade ou quantidade de glúten em uma amostra de farinha ou massa.

Características Técnicas

EKY-DRY GLUTEN DG 2020

- Descrição: Equipamento utilizado para a secagem do glúten úmido e a determinação do glúten seco, o qual determina a qualidade ou quantidade de glúten em uma amostra de farinha ou massa.;
- Temperatura de operação: 150 °C;
- Requisito de energia: 110 V – 60 Hz ou 220 V – 50 Hz;
- Consumo de energia: 1500 W;
- Dimensões (L x C x A): 31 x 31 x 17 cm ;
- Peso líquido: 2 kg;

Benefícios e Vantagens

- Aquecedor e unidade de controle separados, garantindo segurança e resultados efetivos
- Temperatura constante devido presença de um termostato preciso
- Revestimento de Teflon que proporciona secagem eficaz e fácil remoção da amostra após teste
- Teste finalizado automaticamente com alerta sonoro indicativo de finalização do teste