



# AGITADOR VERTICAL DE PROVETAS

## TE-167

Utilizado para análise física do solo, para medição da granulometria através de sua densidade. Homogeneiza as amostras preparadas no TE-161 permitindo a medição no densímetro Bouyoucos.

## Características Técnicas

### TE-167

- Rotação: 0 a 70 OPM (Oscilação por minuto);
- Precisão:  $\pm 5$  OPM;
- Deslocamento de agitação: 100 mm;
- Motor: Redutor 19 Watts;
- Capacidade: 1 gaveta com 6 provetas de 500 ml;
- Fixação da gaveta: Encaixe rápido magnético;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões: L=710 x P=255 x A=700 mm;
- Peso: 20 KG;
- Potencia: 80 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 01 Bandeja; 02 Manípulos macho 5/32; 02 Fusíveis extras;
- Nota: Não acompanha provetas;

## Benefícios e Vantagens

- Realização de 6 amostras simultâneas
- Chave-trava que garante segurança ao processo
- Fácil operação, ajustando somente a OPM
- Equipamento leve, o que facilita o manuseio e transporte
- Material resistente, garantindo maior tempo de vida útil ao equipamento
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente

## Produtos Relacionados

